

Pipettatore Argo - Filler 3



- Leggero, impugnatura ergonomica per un uso rilassato senza "crampi" alla mano
- Per pipette in vetro o in plastica da 1 a 100 ml
- Sei velocità selezionabili e livello di carica della batteria con visualizzazione a display LCD
- Imboccatura completamente autoclavabile
- Fermapiette in silicone con filtro a membrana idrofobica da 0,45 µm
- Stativo da banco e porta strumento da parete
- Alimentatore a rete per la ricarica delle batterie
- 1 filtro di ricambio.



Stativo
Doppio
posizionamento,
consente la ricarica
della batteria

Display

Con indicazione di
velocità e carica della
batteria



Dati Tecnici

Range pipette utilizzabili	da 1 a 100 ml, sia plastica che vetro
Modo operativo e velocità	8 velocità di aspirazione/dosaggio regolabili
Peso	200 g
Batterie	Ioni di litio 3,6 V ricaricabili
Alimentazione elettrica	100-240 V /50-60Hz - 5 V 1000 mA - Connessione USB
Materiale costruttivo	ABS con imboccatura in PP, fermapiette in silicone
Filtro	Membrana idrofobica 0,45 µm

Codici

15100053	Pipettatore Argo-Filler 3 completo di supporti, alimentatore a rete per la ricarica e un filtro di ricambio
15100573	Filtri di ricambio 0,45 µm, confezione da 10 pezzi



**Imboccatura e
fermapipetta**
Fermapietta in silicone
e imboccatura
autoclavabile

DISTRIBUITO DA:



GARANTITO DA:

GIORGIO-BORMAC
s.r.l.

