

---

## Magnetic Stirrer

# ST 10

---

Cod. **50000132**



**Model :** ST 10

*modello*

**Capacity:** 1L

*capacità*

**Speed:** 0-2500 rpm

*velocità*

**Working temperature:** 5-40 °C

*temperatura di lavoro*

**Maximum stir bar length:** 30 mm

*Massima lunghezza dell'ancoretta ammessa*

**Power:** 5 V / 2 A – rechargeable lithium battery included

*Alimentazione 5 V / 2 A – batteria ricaricabile al litio inclusa*

**Workplate material:** Polyester film

*Materiale guscio*

**Dimensions [mm]:** 120\*120\*30

*Dimensioni*

**Weight:** 0,15 Kg

*Peso*

### Method of use:

Put the beaker with the magnetic bar on the magnetic stirrer, turn on the power and increase speed using the rotation knob.

To charge internal battery, connect the power supply to the backside connector.